









Méthode de metalog








E



Prépolissage

Etape	PG	FG
 Support	MD-Piano 220	MD-Allegro
 Abrasif	Diamant	DiaPro AllegroLargo 9
 Equivalent granulométrie		9 μm
 Lubrifiant	Eau	
 t/m	300	150
 Fouce[N]/échantillon	40	40
 Temps [mn]	Jusqu'à planéité	3

Polissage

Etape	DP	OP
 Support	MD-Dur	MD-Chem
 Abrasif	DiaPro Dur 3	OP-U NonDry
 Equivalent granulométrie	3 μm	0.04 μm
 Lubrifiant		
 t/m	150	150
 Fouce[N]/échantillon	30	15
 Temps [mn]	3	1