

Alkohol separationsset

Instruktionsbok

Översättning av originalanvisningar



Dok nr: 16897027-01_A_sv
Utgivningsdatum: 2022.07.06

Upphovsrätt

Innehållet i den här instruktionsboken är egendom som tillhör Struers ApS. Reproduction av någon del av denna handbok utan skriftligt tillstånd från Struers ApS är förbjuden.

Med ensamrätt. © Struers ApS.

Innehåll

1	Om den här instruktionsboken	4
2	Säkerhet	4
2.1	Avsedd användning	4
3	Kom igång	4
3.1	Beskrivning av enheten	4
3.2	Översikt	5
4	Bortskaffande	5
5	Tekniska uppgifter	6
5.1	Tekniska data	6
6	Tillverkare	7
	Försäkran för inbyggnad av halvfabrikat	9

1 Om den här instruktionsboken



SE UPP

Struers-utrustning får bara användas i samband med och enligt beskrivningen i instruktionsboken som medföljer utrustningen.



Obs

Läs instruktionsboken noggrant före användning.



Obs

Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den här instruktionsboken.

2 Säkerhet

2.1 Avsedd användning


Alkoholsepareringssatsen är avsedd att samla upp spillalkohol från högtrycksvättenheten. Satsen är endast avsedd att användas med Xmatic och Xmatic Compact.

3 Kom igång

3.1 Beskrivning av enheten

Alkoholseparationssatsen består av en dräneringväxlingsventil och en flaska. Det möjliggör uppsamling av spillalkohol när alkohol används för rengöring och torkning av vattenkänsliga prover. Alkoholseparationssatsen är en del av högtrycksrengöringsenheten och den kan monteras i maskinen innan leverans.

3.2 Översikt



4 Bortskaffande

Kontakta lokala myndigheter för information om rätt metod vid avfallshandling i enlighet med nationell lagstiftning.

5 Tekniska uppgifter

5.1 Tekniska data

Ämne	Specifikationer	
Direktiv/SäkerhetsstandarderSäkerhet sstandarder	Se försäkran för inbyggnad av halvfabrikat	
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5 – 40°C/41 – 104°F
	Luftfuktighet	35 - 85 % RH ej kondenserande
Lagrings- och transportkrav	Omgivningstemperatur	0 – 60°C/32 – 140°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande
Mått och vikt	Bredd	237 mm (9,3")
	Djup	444 mm (17,5")
	Höjd	637 mm (25")
	Vikt	2,8 kg (6 lbs)
Buller	För information om ljudtrycksnivåvärdet, se instruktionsboken för den maskin som alkoholavskiljarsatsen är ansluten till.	
REACH	Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.	

6 Tillverkare

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danmark
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Tillverkarens ansvar

Följande restriktioner ska observeras, eftersom överträdelse av dessa restriktioner kan avsäga från allt Struers ansvar.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för fel i text och/eller illustrationer i den här instruktionsboken. Informationen i den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsboken kan hänvisa till tillbehör eller delar som inte ingår i den aktuella versionen av utrustningen.

Tillverkaren anses endast ansvarig för utrustningens säkerhet, tillförlitlighet och egenskaper om utrustningen används samt genomgår service och underhåll enligt anvisningarna för användning.

Försäkran för inbyggnad av halvfabrikat

Tillverkare	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danmark
Namn	Alkohol separationsset
Modell	Används ej
Funktion	Alkoholavskiljare som ska användas med Xmatic eller Xmatic Compact.
Typ	06896904

Ovan angiven maskinutrustning är endast avsedd att användas med:

Och får inte tas i drift förrän den slutliga maskin i vilken den ska byggas in har förklarats överensstämma med denna förordning, i förekommande fall.

Serienummer

Xmatic, Xmatic Compact



Modul H, enligt global modell

EU

Vi försäkrar att den angivna produkten överensstämmer med följande lagar, direktiv och standarder:

2006/42/EG

2011/65/EU

2014/30/EU

Auktoriserad att sammanställa den tekniska dokumentationen/
Auktoriserad undertecknare

Datum: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library