

		Labotom-5
Kapacitet	Visina × Duljina	42 × 120 mm (1,7" × 4,7")
	Promjer	90 mm (3,5")
	Dužina rezanja	135 mm (5,3")
Rezna ploča	Promjer	250 mm (10")
	Promjer centralne rupe	32 mm (1,26")
Motor rezne ploče	Brzina vrtnje	2910 o/min. (50 Hz)/3520 o/min. (60 Hz)
	Podešavanje visine reznog kotača	-
Rezni stol	Širina	316 mm (12,4")
	Dubina	225 mm (8,9")
	T-utori	T-utor s izmjenjivim pločama T-utora, 10 mm (6 kom. + 1 kom.)
	Brzina dovoda	Ručno upravljanje
Laser		Opcija (klasa lasera do 2M)
Softver i elektronika	Kontrole	Folija za gumbе
	Zaslon	-
Sigurnosni standardi		Pogledajte Izjavu o sukladnosti
Radno okruženje	Temperatura okoliša	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vlažnost	35 - 85 % RV bez kondenziranja
Napajanje 1	Napon/frekvencija	3 x 200 V (50 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	9,6 A
	Struja, maks.	19,2 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	8,6 A

		Labotom-5
Napajanje 2	Napon/frekvencija	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	10,4 A
	Struja, maks.	20,8 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	9,4 A
Napajanje 3	Napon/frekvencija	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	8,5 A
	Struja, maks.	17 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	7,5 A
Napajanje 4	Napon/frekvencija	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	9,2 A
	Struja, maks.	18,4 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	8,2 A
Napajanje 5	Napon/frekvencija	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	5,3 A
	Struja, maks.	10,6 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	4,3 A

Labotom-5		
Napajanje 6	Napon/frekvencija	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Ulaz za napajanje	3L + (N) + PE
	Snaga S3 60 %	2,2 kW (3 ks)
	Snaga S3 15 %	3,2 kW (4,3 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	5,7 A
	Struja, maks.	11,4 A
	Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima	4,7 A
	Napajanje 7	Napon/frekvencija
Ulaz za napajanje		3L + (N) + PE
Snaga S3 60 %		2,2 kW (3 ks)
Snaga S3 15 %		3,2 kW (4,3 ks)
Struja, nazivno opterećenje		5,2 A
Struja, maks.		10,4 A
Ocjena najvećeg opterećenja motora u amperima		4,2 A
Sustav hlađenja		Opcija
Ispuh	Preporučeni kapacitet	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h)
Napredne značajke	X-stol, ručno	N/D
	X-postolje, ručno	N/D
	Okretno postolje	N/D
Kategorije sigurnosnog kruga/Razina izvedbe	Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
	Sigurnosni štitnik	PL d, Kategorija 3 Stop kategorija 0
	Brava sigurnosnog štitnika	PL a, Kategorija B Stop kategorija 0
	Neželjeni početak recirkulacije tekućine	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
Fidova sklopka (RCCB)		Potreban je tip A, 30 mA (ili bolja inačica)
Razina buke	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	LpA = 70,5 dB(A) (izmjerena vrijednost). Nesigurnost K = 4 dB(A) Mjere su navedene u skladu s EN ISO 11202
Razina vibracija	Deklarirana emisija vibracija	Ukupna izloženost gornjih dijelova tijela vibracijama ne premašuje 2,5 m/s ² .

		Labotom-5
Dimenzije i težina	Širina (glavno tijelo)	70 cm (27,6")
	Širina (s ručicom i pištoljem za ispiranje)	96 cm (37,8")
	Širina (jedan tunel)	Lijevo: 132 cm (52")
	Širina (dva tunela)	N/D
	Dubina	76 cm (30")
	Visina (zaštita zatvorena, ručka uključena)	53 cm (20,8")
	Visina (zaštita otvorena)	90 cm (35,4")
	Težina	75 kg (165 lbs)

Br. dokumenta: 16047750_D_hr
Datum izdanja: 2023.09.12