

		Secotom-6
<b>Capaciteit</b>	Hoogte x Lengte	42 x 170 mm (1,7" x 6,7")
	Diameter	42 mm (1,7")
	Snijlengte	0-200 mm (0-7,9") in stappen van 0,1 mm
<b>Doorslijpschijf</b>	Diameter	75-203 mm (3 - 8") Voor doorslijpschijven <150 mm (6") moet het werkstuk van de doorslijptafel worden opgetild.
	Diameter van de as	12,7 mm (0,5") en 22 mm (0,86")
<b>Motor met doorslijpschijf</b>	Rotatiesnelheid	1.000 - 3.000 tpm in stappen van 100 tpm
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	-
<b>Snijtafel</b>	Breedte	253 mm (10")
	Diepte	180 mm (7.1")
	T-sleuven	T-gleuf tafelunit, 8,0 mm
	Voedingssnelheid	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) in stappen van 0,005 mm
<b>Laser</b>		NA
<b>Software en elektronica</b>	Bedieningselementen	Touchpad, joystick en draai-/drukknop
	Weergave	LCD, TFT-kleur 5,7", 320x240 dots met LED-achtergrondverlichting
<b>Veiligheidsnormen</b>		CE-gemarkeerd volgens EU-richtlijnen
<b>REACH</b>		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
<b>Werkomgeving</b>	Omgevingstemperatuur	5-40°C (41-104°F)
	Vochtigheid	<85% RH niet-condenserend
<b>Stroomvoorziening</b>	Spanning/frequentie	200-240 V/50-60 Hz
	Stroom aansluiting	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE) De elektrische installatie moet voldoen aan Installatiecategorie II
	Vermogen S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Vermogen, onbelast	13 W
	Stroom, max.	11,7 A
<b>Koelsysteem</b>		Leidingwater of recirculatiesysteem

		Secotom-6
<b>Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau</b>	Beveiligingsschakelsysteem	PL e, Categorie 3 Stop categorie 0
	Afschermingsvergrendeling	PL b, Categorie 3 Stop categorie 0
	Vasthoudfunctie	PL d, categorie 1 Stop categorie 0
	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
	Onbedoelde start van het vloeistofsysteem	PL b, Categorie 3
	Bewaking van de assnelheid - Y-tafelbeweging	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Bewaking van de doorslijpschijf en snelheidsbegrenzing	PL d, categorie 3
	Bewaking van het astoerental, verticale asbeweging	NVT
<b>Uitlaat</b>	Aanbevolen capaciteit	50 m <sup>3</sup> /u / 1.750 ft <sup>3</sup> /u op 0 mm watermeter
<b>Geavanceerde functies</b>	X-tafel, automatisch	Nee
	X-standaard, handleiding	Nee
	Roterende standaard	Nee
<b>Geluidsniveau</b>	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 66 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
<b>Trillingsniveau</b>	Opgegeven trillingsemissie	NVT
<b>Afmetingen en gewicht</b>	Breedte	64 cm (25.4")
	Diepte (met stekker)	78 cm (27.6")
	Hoogte (bewaking gesloten)	44 cm (17.3")
	Hoogte(bewaking open)	105.5 cm (41.5")
	Gewicht	67 kg (148 lbs)