

Mahutavus	Kõrgus x pikkus	42 x 120 mm (1,7 x 4,7 tolli)
	Läbimõõt	90 mm (3,5")
	Lõikepikkus	135 mm (5,3")
Lõikeratas	Läbimõõt	250 mm (10 tolli)
	Telje läbimõõt	32 mm (1,26")
Lõikeratta mootor	Pöörlemiskiirus	2910 p/min (50 Hz) / 3520 p/min (60 Hz)
	Lõikeratta kõrguse reguleerimine	-
Lõikamislaud	Laius	316 mm (12,4")
	Sügavus	225 mm (8,9")
	T-pilud	T-pilu vahetatavate T-piluplaatidega, 10 mm (6 tk + 1 tk)
	Etteandmise kiirus	Käsitsi juhtimine
Laser		Valik (laserklass 2)
Tarkvara ja elektroonika	Juhtnupud	Nupu foolium
	Ekraan	-
Ohutusstandardid		Vt vastavusdeklaratsiooni
Töökeskkond	Ümbritsev õhutemperatuur	5–40 °C (41–104 °F)
	Niiskus	35 - 85% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
Toiteallikas 1	Pinge/sagedus	3 x 200 V (50 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	9,6 A
	Vool, maks.	19,2 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	8,6 A

Toiteallikas 2	Pinge/sagedus	3 x 200–210 V (60 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	10,4 A
	Vool, maks.	20,8 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	9,4 A
Toiteallikas 3	Pinge/sagedus	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	8,5 A
	Vool, maks.	17 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	7,5 A
Toiteallikas 4	Pinge/sagedus	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	9,2 A
	Vool, maks.	18,4 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	8,2 A
Toiteallikas 5	Pinge/sagedus	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	5,3 A
	Vool, maks.	10,6 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	4,3 A

Toiteallikas 6	Pinge/sagedus	3 x 380–415 V (60 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	5,7 A
	Vool, maks.	11,4 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	4,7 A
Toiteallikas 7	Pinge/sagedus	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Toitesisend	3L + (N) + PE
	Toide S3 60%	2,2 kW (3 hj)
	Toide S3 15 %	3,2 kW (4,3 hj)
	Vool, nimikoormus	5,2 A
	Vool, maks.	10,4 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	4,2 A
Jahutussüsteem	Valik	Jahutussüsteem 3
Väljatõmme	Soovituslik võimsus	50 m ³ /h (1766 jalga ³ /h)
Täiustatud funktsioonid	X-laud, manuaalne	N/A
	X-alus, manuaalne	N/A
	Pöörlev alus	Pole saadaval
Ohutusahela / jõudluse tase	Peaajami hädaseiskamine	PL c
	Kaitsekatte turvalukk	PL e
	Kaitsekatte turvaluku lukustus	PL c
	Kaitsekatte turvaluku lukustuse järelkäik	PL b
	Kaitsekatte turvaluku luku elektrikatkestus	PL c
	Jahutusvedeliku hädaseiskamine	PL c
	Lõikeratta kaitsekatte jahutuse väljalaskeava kaitse	PL c
Jääkvoolu kaitselüliti		Nõutav on tüüp A, 30 mA (või parem)
Müra tase	A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase töökohtades	LpA = 70,5 dB(A) (mõõdetud väärtus). Määramatuse K = 4 dB. Mõõtmised on tehtud vastavalt standardile EN ISO 11202
Vibratsioonitase	Deklareeritud vibratsiooniemissioon	Kogu vibratsiooni tase ülemistele kehaosadele ei ületa 2,5 m/s ² .

Mõõdud ja kaal	Laius (põhiosa)	70 cm (27,6")
	Laius (käepideme ja loputuspüstoliga)	96 cm (37,8")
	Laius (üks tunnel)	Vasak: 132 cm (52")
	Laius (kaks tunnelit)	Pole saadaval
	Sügavus	76 cm (30")
	Kõrgus (kaitsekate suletud, käepide kaasaarvatud)	53 cm (20,8")
	Kõrgus (kaitsekate avatud)	90 cm (35,4")
	Kaal	75 kg (165 lbs)