

Kapacitás	Magasság x hosszúság	95 x 200 mm (3,7" x 10")
	Átmérő	110 mm (4,7")
	Vágási hossz	305 mm (12")
Vágótárcsa	Átmérő	350 mm (14")
	Tengely átmérője	32 mm (1,3")
Vágótárcsa-motor	Forgási sebesség	2500 ford/perc
	A vágótárcsa magasságának beállítása	–
Vágóasztal	Szélesség	340 mm (13,4")
	Mélység	313 mm (12,3")
	T-hornyok	T-horony cserélhető T-hornyes lemezekkel, 10 mm (4 db + 3 db)
	Előtolási sebesség	Kézi szabályozás
Lézer		2M osztály
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad
	Kijelző	N.a.
Biztonsági szabványok		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5–40 °C (-41–104 °F)
	Páratartalom	35–85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
1. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 x 200 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	22,9 A
	Áram, max.	45,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	21,9 A

2. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 200–210 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	27,1 A
	Áram, max.	50 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	26,1 A
3. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 220–230 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	20,1 A
	Áram, max.	40,2 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	19,1 A
4. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 220–240 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	22,5 A
	Áram, max.	45 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	21,5 A

5. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 380–415 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	12 A
	Áram, max.	24 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	11 A
6. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 380–415 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	13,4 A
	Áram, max.	26,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	12,4 A
7. tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 × 460–480 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	12,4 A
	Áram, max.	24,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	11,4 A
Hűtőrendszer	Opció	4. hűtőrendszer
Elszívó	Javasolt kapacitás	150 m ³ /h (5300 láb ³ /h) 0 mm (0") vízmérő.
Speciális funkciók	X asztal, manuális	Opció
	X állvány, manuális	N.a.
	Forgóállvány	N.a.

Biztonsági áramkör/teljesítményszint	Vágó motor vészleállítás	PL c
	Biztonsági védőburkolat biztonsági reteszelése	PL d
	Biztonsági védőburkolat biztonsági reteszelés zárja	PL c
	Biztonsági védőburkolat biztonsági reteszelés zárjának utófutása	PL b
	Biztonsági védőburkolat biztonsági reteszelés zárjának áramkimaradása	PL c
	Hűtőfolyadék vészleállítása	PL c
	Vágótárcsa védőburkolat hűtőnyílás védelme	PL c
Maradékáram-megszakító (RCCB)	A típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) szükséges	
Zajsztint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaállomásokon	LpA = 72 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgés kibocsátás	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (mért érték). Bizonytalanság (K) = $0,2 \text{ m/s}^2$
Méretetek és tömeg	Szélesség (fő ház)	73 cm (28,9")
	Szélesség (fogantyúval)	89 cm (35,2")
	Szélesség (egy csatorna)	Bal: 134 cm (52,8") Jobb: 126 cm (49,4")
	Szélesség (két csatorna)	170 cm (67")
	Mélység	94 cm (37,1")
	Magasság (védőfedél lezárva, fogantyúval)	90 cm (35,6")
	Magasság (védőfedél nyitva)	122 cm (48")
	Tömeg	225 kg (496 font)