

## 仕様

### ヘキサマチック

全自動試料作製装置:

面出し研削ステーションおよび精研磨/琢磨ステーション、ディスクエレベーター（ディスク8枚収納）、コンベア（固定試料ホルダー/単独試料板を8枚搭載）、再循環冷却ユニット、8台のチューブポンプ付ボトルユニット、材料除去ユニット、2基内蔵式洗浄チャンパー槽

内蔵式PC、タッチ画面操作

3 x 200-240 V / 50/60 Hz  
カタログNo. 05946129

3 x 380-415 V / 50/60 Hz  
カタログNo. 05946146

3 x 460-480 V / 60 Hz  
カタログNo. 05946154

### 付属品:

#### ヘキサマチック用試料ホルダー

直径140 mm 直径25-40 mmの試料6個を固定可能。ステンレス製  
カタログNo. 05946901

#### レベル出し工具 ユニフォース

ヘキサマチック用固定試料ホルダーに試料を取り付ける際のレベル出しに使用。  
カタログNo. 05946200

#### 単独試料板用カップリング

ヘキサマチック単独試料板用カップリング  
カタログNo. 05946901

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径25 mmX6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086902

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径30 mmX6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086903

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径40 mmX6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086904

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径1"X6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086909

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径1½"X6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086910

#### 4mm厚 単独試料板

##### 試料サイズ 直径1½"X6個

単独試料用。ヘキサマチックおよびテグラミン-25で使用。カップリング（05946901）は別売り。  
カタログNo. 06086911

ストルアス社の製品は常に改良を行っています。そのため、製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

#### 保持リング 試料サイズ 25 mm / 1"

ヘキサマチックで処理される単独試料で使用。  
単独試料板06086902/06086909と併用。  
カタログNo. 05946911

#### 保持リング 試料サイズ 30 mm / 1¼"

ヘキサマチックで処理される単独試料で使用。  
単独試料板06086903/06086910と併用。  
カタログNo. 05946912

#### 保持リング 試料サイズ 40 mm / 1½"

ヘキサマチックで処理される単独試料で使用。  
単独試料板06086904/06086911と併用。  
カタログNo. 05946913

### 消耗品:

#### 研削砥石 6A27 #150

ヘキサマチックで使用する非常に硬い鋼/炭化物含有量の多い鋼の面出し研磨用アルミナ研削砥石  
粒度150、直径270 mm  
カタログNo. 40800181

#### 研削砥石 4A27 #150

ヘキサマチックで使用するHV250を超える鋼向け面出し研磨用アルミナ研削砥石  
粒度150、直径270 mm  
カタログNo. 40800179

#### 研削砥石 3A27 #150

ヘキサマチックで使用するニッケル合金（タービンブレードなど）、ステンレス鋼向け面出し研磨用アルミナ研削砥石  
粒度150、直径270 mm  
カタログNo. 40800182

#### 研削砥石 2S27 #150

ヘキサマチックで使用する非鉄金属向け面出し研磨用シリコン炭化ケイ素研削砥石  
粒度150、直径270 mm  
カタログNo. 40800180

#### ダイヤモンド研削ディスク 8D27 #120

ヘキサマチックで使用するセラミックや焼結炭化物向け面出し研削用ダイヤモンド研削ディスク  
粒度120、直径270 mm  
カタログNo. 40800183



## 丸本ストルアス株式会社

□本 社 〒110-0015  
東京都台東区東上野一丁目18番6号  
タカラ第3ビル  
営業案内  
TEL 03(5688)2930  
FAX 03(5688)2927  
技術サービス  
TEL 03(5688)2920  
FAX 03(5688)2926  
ソリューションサービス  
TEL 03(5688)2915  
FAX 03(5688)2926

□大阪営業所 〒550-0014  
大阪市西区北堀江一丁目6番5号  
大輪ビル5F  
TEL 06(6532)2661  
FAX 06(6532)1977

□名古屋営業所 〒464-0075  
名古屋市中種区今池四丁目4番1号  
玉置ビル1F  
TEL 052(732)1862  
FAX 052(732)2392



Struers A/S  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup,  
Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk  
www.struers.com