


注意：実際の切断能力は、材料の形状、切断砥石の磨耗具合により変わってきます。又、クイッククランピング工具を使用した場合も最大切断能力が規制されます。切断能力を最大限に活かすためには、試料に合ったクランピング工具を使用する必要があります。



項目	仕様				
切断関連仕様					
試料サイズ (最大)	高さ	200 mm			
	幅	650 mm			
	奥行き	440 mm			
	試料の切断室をはみ出す最大可能量*	高さ	120 mm		
	奥行き	170 mm			
	*延長ボックスが必要です。(アクセサリー)				
切断能力 (最大)	最大試料径	φ 125 mm			
	最大異形試料径	上記表を参照ください。			
構成部品仕様					
切断モーター	切断出力 S1	5.5 - 6.5 kW			
	切断出力 S3	7.7 - 9.2 kW			
	最大出力	11 - 13 kW			
切断砥石	直径 x 厚さ x 中心穴	350 x 2.5 x 32 mm			
	回転速度 (定格時)	1950 rpm			
位置決め及び送り	位置決め範囲 (切断ホイール)	0 - 300 mm			
	切断砥石下での試料最大高さ	200 mm			
	位置決め最大速度	50 mm/sec			
	送り速度範囲 (調整可能最小単位)	0.05 - 5 mm/s (0.05 mm/s)			
	切断荷重	50 - 700 N			
切断テーブル	深さ x 奥行き	591 x 492 mm			
	T-スロット	12 mm			
寸法と重量	高さ	1745 mm			
	幅	1155 mm			
	奥行き	1305 mm			
	重量	758 kg			
周囲環境					
騒音レベル	最大 65 dB(A) : 於 切断時に機械から 1.0 m の距離				
電力データ					
	仕様				
	切断電力 定格負荷 S1 時	切断電力 断続使用 S3 15% 時	最大電力	公称負荷電流	最大負荷電流
電圧 / 周波数:					
3相 200 V / 50 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	24.0 A	59.0 A
3相 200 - 210 V / 60 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	22.4 A	56.5 A
3相 220 - 230 V / 50 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	20.0 A	50.3 A
3相 220 - 240 V / 60 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	19.4 A	45.8 A
3相 380 - 415 V / 50 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	11.3 A	28.6 A
3相 380 - 415 V / 60 Hz	5.5 kW	7.7 kW	11 kW	11.0 A	26.0 A
3相 460 - 480 V / 60 Hz	6.5 kW	9.2 kW	13 kW	11.3 A	26.6 A



Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk

アキシトム-5

自動切断装置：エクシカット、アキシオカットステップ、マルチカット、ダイレクトカット及びオプティフィード付。X軸自動送りテーブル、Y軸自動送りテーブル、5.5-6.5 kw モーター付。
φ 350 mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05486129	3相 200V/50Hz
05486130	3相 200-210V/60Hz
05486135	3相 220-230V/50Hz
05486136	3相 220-240V/60Hz
05486146	3相 380-415V/50Hz
05486147	3相 380-415V/60Hz
05486154	3相 460-480V/60Hz

アキシトム-5

自動切断装置：エクシカット、アキシオカットステップ、ダイレクトカット及びオプティフィード付。Y軸自動送りテーブル、5.5-6.5 kw モーター付。φ 350mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05486229	3相 200V/50Hz
05486230	3相 200-210V/60Hz
05486235	3相 220-230V/50Hz
05486236	3相 220-240V/60Hz
05486246	3相 380-415V/50Hz
05486247	3相 380-415V/60Hz
05486254	3相 460-480V/60Hz

アキシトム-5

自動切断装置：エクシカット、マルチカット、ダイレクトカット及びオプティフィード付。X軸自動送りテーブル、5.5-6.5 kw モーター付。φ 350 mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05486329	3相 200V/50Hz
05486330	3相 200-210V/60Hz
05486335	3相 220-230V/50Hz
05486336	3相 220-240V/60Hz
05486346	3相 380-415V/50Hz
05486347	3相 380-415V/60Hz
05486354	3相 460-480V/60Hz

アキシトム-5

自動切断装置：エクシカット、ダイレクトカット及びオプティフィード付。5.5-6.5 kw モーター付。φ 350 mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05486429	3相 200V/50Hz
05486430	3相 200-210V/60Hz
05486435	3相 220-230V/50Hz
05486436	3相 220-240V/60Hz
05486446	3相 380-415V/50Hz
05486447	3相 380-415V/60Hz
05486454	3相 460-480V/60Hz

アキシトム-5

自動切断装置：マルチカット、ダイレクトカット及びオプティフィード付。X軸自動送りテーブル、5.5-6.5 kw モーター付。φ 350 mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05487329	3相 200V/50Hz
05487330	3相 200-210V/60Hz
05487335	3相 220-230V/50Hz
05487336	3相 220-240V/60Hz
05487346	3相 380-415V/50Hz
05487347	3相 380-415V/60Hz
05487354	3相 460-480V/60Hz

アキシトム-5

自動切断装置：ダイレクトカット及びオプティフィード付。5.5-6.5 kw モーター付。φ 350 mm 切断砥石用。バンドフィルター及びクランピング工具は、別途お求めください。

Cat. No.	電圧
05487429	3相 200V/50Hz
05487430	3相 200-210V/60Hz
05487435	3相 220-230V/50Hz
05487436	3相 220-240V/60Hz
05487446	3相 380-415V/50Hz
05487447	3相 380-415V/60Hz
05487454	3相 460-480V/60Hz

排水口

バンドフィルター用排水口

Cat. No. : 05486907

固定フィルター用排水口

Cat. No. : 05486908

外部冷却水ユニット用排水口

Cat. No. : 05486909

アキシトム-5 用安全拡張ボックス

長尺サンプル切断用チャンバ。アキシトム-5 の左側に装着。最大試料寸法 h x w : 120 x 170 mm

Cat. No. : 05486911

アキシトム-5 用交換用ステンレスバンド

60 x 220 mm. 2個 / セット

Cat. No. : 05486905

60 x 493 mm. 2個 / セット

Cat. No. : 05486906

ストルアス社の装置は、適切な国際指針とその付属のスタンダードの規定に準拠しております。(詳細は、弊社までお問い合わせください。)

ストルアス社は常に品質向上に努めていますので、予告なしに製品の仕様を変更することがあります。

アキシトム-5 は欧州特許第 0743889 号で保護されています。

丸本ストルアス株式会社

□ 本 社 〒 110-0015
東京都台東区東上野一丁目 18 番 6 号
タカラ第 3 ビル

営業案内

TEL 03(5688)2930

FAX 03(5688)2927

第一営業グループ

TEL 03(5688)2931

第二営業グループ

TEL 03(5688)2932

技術サービス

TEL 03(5688)2920

FAX 03(5688)2926

アプリケーションラボ

TEL 03(5688)2917

FAX 03(5688)2928

□ 大阪営業所 〒 550-0014

大阪市西区北堀江一丁目 6 番 5 号

大輪ビル

TEL 06(6532)2661

FAX 06(6532)1977

□ 名古屋営業所 〒 464-0075

名古屋市千種区今池四丁目 4 番 1 号

玉置ビル

TEL 052(732)1862

FAX 052(732)2392