

## 技術データ

カタログ番号

一般技術データは標準仕様のカタログに掲載されています。

## 仕様

### ホットセル仕様セコトム-10

可動式切断テーブル付卓上精密切断機。回転速度可変。送り速度が電気制御される自動送りシステム。電動の位置決めシステム、デジタル表示。ホットセル外部に設置のラックに取り付けが可能な制御ボックス、循環冷却ユニット、65mm径フランジセット付属。切断ホイール、試料ホルダ、冷却液添加剤、クランピングツールは別売り。供給ケーブル長さ8m。異なる長さのケーブルが必要な場合は注文時にご指定ください。

1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz.

05036327

### ホットセル仕様ミニトム

低速精密切断機。ホットセル外部に設置の制御ボックス、汎用試料ホルダ (04436901)、65mmおよび42mmフランジセットを付属。切断ホイール、切削液は別売り。供給ケーブル長さ8m。異なる長さのケーブルが必要な場合は注文時にご指定ください。

1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

04436316

### ホットセル仕様シトプレス-1

自動油圧式熱間埋込プレス。シリンダ数1本。ホットセル外にラックに取り付けが可能な電気制御部品用の制御ボックスを付属。水または圧縮空気冷却方式。埋込ユニットは別売り。電源ケーブル長さ8m。異なる長さのケーブルが必要な場合は注文時にご指定ください。

1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05776327

### ホットセル仕様埋込ユニット

加熱/冷却ユニット、下ラム、上ラム付き上蓋により構成。ホットセル仕様シトプレス-1用。

シリンダ径 25 mm. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787327

シリンダ径 30 mm. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787427

シリンダ径 1¼インチ. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787227

シリンダ径 1½インチ. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787127

シリンダ径 40 mm. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787527

シリンダ径 50 mm. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.

05787627

### ホットセル仕様テグラポール-15

研磨/琢磨機。回転速度可変。(40~600 rpm、10 rpmごとに調整可)

200 mm (8インチ) 径ディスク用。370 W モータ。ホットセル外部に設置の制御ボックスを付属。ディスクは別売り。

電源ケーブル長さ8m。異なる長さのケーブルが必要な場合は注文時にご指定ください。

1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz.

05526327

### ホットセル仕様テグラフォース-1

自動試料回転機。回転速度可変。(50~150 rpm、10 rpmごとに調整可) 1~3個の単独試料の精研磨および琢磨、または試料ホルダに固定された試料3個の研磨および琢磨用。

供給ユニット、試料移動板、試料ホルダは別売り。

圧縮空気のケーブル長さ8m。異なる長さのケーブルが必要な場合は注文時にご指定ください。05576304

### ホットセル仕様テグラドーザー-5

供給ユニットおよび試料作製メソッドデータベース。チューブポンプ付属。

ダイヤモンド懸濁液および潤滑液の自動供給装置。水の注水も可能。ホットセル仕様テグラドーザー-5はホットセルの外部に設置。ホットセル仕様テグラフォース-1にノズルブロックを搭載。チューブポンプの反転不可。内蔵のデータベースには10種類のメタログガイドが含まれ、最大190種類のユーザ定義の試料作製メソッドを保存可。チューブの長さ8m。長さの異なる管が必要な場合は、注文時にご指定ください。

ダイヤモンド懸濁液または潤滑液用ポンプ6台、水用ポンプ1台を装備。

05607804

## 保証

ホットセル内部の環境が不明なため、ホットセル内での部品の動作に対する保証はできかねます。ホットセル外部の部品に対する保証は可能です。

## CE認証

本機器は、閉鎖空間でのマニピュレータ操作を前提に設計されています。

ホットセル仕様モデルはCE認証されておらず、解放空間のラボラトリでの使用は許可されません。

尚、対応するストルアス社の標準仕様モデルはCE認証されています。

ストルアス社は常に製品の開発に努めていますので、予告なしに製品の仕様を変更する場合があります。



Struers A/S

Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk

## 丸本ストルアス株式会社

□本社 〒110-0015

東京都台東区東上野一丁目18番6号

タカラ第3ビル

ホットライン

TEL 0120(950)919

営業案内

TEL 03(5688)2930

FAX 03(5688)2927

技術サービス

TEL 03(5688)2919

FAX 03(5688)2927

□大阪営業所 〒550-0014

大阪市西区北堀江一丁目6番5号

大輪ビル5F

TEL 06(6532)2661

FAX 06(6532)1977

□名古屋営業所 〒464-0075

名古屋市千種区今池四丁目4番1号

玉置ビル1F

TEL 052(732)1862

FAX 052(732)2392

www.struers.com