

## 技术数据

基本技术数据请见相应标准设备的手册。

## 规格

### 热室版Secotom-10

台式精密切割机，带有移动切割台且转速可变。电子控制进给速度的自动进给装置。电动定位系统和数显输出。自带用于安装在热室外机架上的带电子部件和控制器的控制盒、循环冷却装置和65 mm直径的法兰组。切割轮、试样夹具座、冷却液添加剂和夹具需要单独订购。

原配的电缆长度为8 m；如果需要其它长度的电缆，请在订购时特别说明。

1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz。

编号：

05036327

### 热室版Minitom

低速精密切割机。自带用于安装在热室外机架上的带电子部件和控制器的控制盒、通用试样夹具座 ( 04436901 ) 和65 mm及42 mm直径法兰组。切割轮和切割液需要单独订购。

原配的电缆长度为8 m；如果需要其它长度的电缆，请在订购时特别说明。

1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

04436316

### 热室版CitoPress-1

自动电子液单镶样筒热镶样机。自带用于安装在热室外机架上的带电子部件和控制器的控制盒。水冷或者风冷皆可。镶嵌装置需要单独订购。

原配的电缆长度为8 m；如果需要其它长度的电缆，请在订购时特别说明。

1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

05776327

### 热室版镶嵌装置

带有加热/冷却装置、下柱塞和带上柱塞的顶封盖。用于热室用CitoPress-1。

镶样筒直径25 mm。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

镶样筒直径30 mm。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

镶样筒直径1¼"。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

镶样筒直径1½"。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

镶样筒直径40 mm。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

镶样筒直径50 mm。1 x 100-240 V / 50-60 Hz。

05787327

05787427

05787227

05787127

05787527

05787627

### 热室版TegraPol-15

转速可变的研磨/抛光机 ( 40-600 rpm，步长10 rpm )。用于200 mm(8")直径盘片。电机功率370 W。

自带用于安装在热室外机架上的带电子部件和控制器的控制盒。盘片需要单独订购。

原配的电缆长度为8 m；如果需要其它长度的电缆，请在订购时特别说明。

1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz。

05526327

### 热室版TegraPol-11

转速可变的研磨/抛光机 ( 50-300 rpm，步长10 rpm )。用于200 mm(8")直径盘片。电机功率180 W。

自带用于安装在热室外机架上的带电子部件和控制器的控制盒。盘片需要单独订购。

原配的电缆长度为8 m；如果需要其它长度的电缆，请在订购时特别说明。

1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz。

05516327

### 热室版TegraForce-1

转速可变的自动试样推进器 ( 50-150 rpm，步长10 rpm )，用于精磨和抛光1-3个单个试样，或者研磨和抛光固定在1个试样夹具座内的3个试样。加料装置、试样移动盘和试样夹具座需要单独订购。

压缩空气软管长度为8 m；如果需要其它长度，请在订购时特别说明。

05576304

### 热室版TegraDoser-5

加料装置以及制备方法数据库。带蠕动泵。

用于自动添加金刚石悬浮液和润滑剂。也可用于供水。

热室版TegraDoser-5位于热室外。喷嘴装置安装在热室版TegraForce-1上。蠕动泵不可逆转。内置数据库含有10种Metalog Guide方法，并可以另外存储190种用户自定义方法。

通过选装的Struers LAN模块，热室版TegraDoser-5可以与局域网或者1台独立PC连接，并受其控制。

软管长度为8 m；如果需要其它长度，请在订购时特别说明。

6个泵用于金刚石悬浮液，1个泵用于水。

05607804

## 质保

由于热室内环境未知，我们无法为热室内的部件提供质保，但是热室外的部件我们仍提供质保。

## CE认证

该设备仅用于封闭空间内通过操纵器进行操作。

热室版设备未经CE认证，因此不允许用于开放式实验室中。

Struers标准设备获得CE认证。

本着持续改进产品的宗旨，Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。



司特尔(上海)国际贸易有限公司

中国上海市杨浦区大连路970号

上海9号楼702室

邮编: 200092

电话: +86 (21) 5228 8811

传真: +86 (21) 5228 8821

struers.cn@struers.dk



Struers A/S

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Denmark

Phone +45 44 600 800

Fax +45 44 600 801

struers@struers.dk

### AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Struers Australia

18 Mayneview Street

Milton QLD 4064

Australia

Phone: +61 7 3512 9600

Fax: +61 7 3369 8200

info.au@struers.dk

### BELGIQUE (Wallonie)

Struers S. A. S.

370, rue du Marché Rollay

F- 94507 Champigny

sur Marne Cedex

Téléphone +33 1 5509 1430

Télécopie +33 1 5509 1449

struers@struers.fr

### CANADA

Struers Ltd.

7275 West Credit Avenue

Mississauga, Ontario L5N 5M9

Phone +1 905-814-8855

Fax +1 905-814-1440

info@struers.com

### CHINA

Struers Ltd.

Rm. 702 Hi-Shanghai

No. 970 Dalian Road

Shanghai 200092, P.R. China

Phone +86 (21) 5228 8811

Fax +86 (21) 5228 8821

struers.cn@struers.dk

### CZECH REPUBLIC

Struers GmbH

Organizační složka

Havlíčkova 361

CZ-252 63 Roztoky u Prahy

Phone +420 233 312 625

Fax: +420 233 312 640

czechrepublic@struers.de

### DEUTSCHLAND

Struers GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 5

D-47877 Willich

Telefon +49 (0) 2154 486-0

Fax +49 (0) 2154 486-222

verkauf.struers@struers.de

### FRANCE

Struers S. A. S.

370, rue du Marché Rollay

F- 94507 Champigny

sur Marne Cedex

Téléphone +33 1 5509 1430

Télécopie +33 1 5509 1449

struers@struers.fr

### IRELAND

Struers Ltd.

Unit 25a

Monkspath Business Park

Solihull B90 4NZ

Phone +44 (0)121 745 8200

Fax +44 (0)121 733 6450

info@struers.co.uk

### JAPAN

Marumoto Struers K.K.

Takara 3rd Building

18-6, Higashi Ueno 1-chome

Taito-ku, Tokyo 110-0015

Phone +81 3 5688 2914

Fax +81 3 5688 2927

struers@struers.co.jp

### NETHERLANDS/BELGIUM

Struers GmbH Nederland

Electraweg 5

NL-3144 CB Maassluis

Tel. +31 (0) 10 599 72 09

Fax +31 (0) 10 599 72 01

netherlands@struers.de

### POLAND

Struers Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Lirowa 27

PL-02-387 Warszawa

Phone +48 22 824 52 80

Fax +48 22 882 06 43

poland@struers.de

### ROMANIA

Struers GmbH

Sucursala Sibiu

Str. Scoala de Inot, nr. 18

RO-550005 Sibiu

Phone +40 269 244 558

Fax +40 269 244 559

romania@struers.de

### SCHWEIZ

Struers GmbH

Zweigniederlassung Schweiz

Weissenbrunnstrasse 41

CH-8903 Birrnsdorf

Telefon +41 44 777 63 07

Fax +41 44 777 63 09

switzerland@struers.de

### SINGAPORE

Struers Singapore

627A Aljunied Road,

#07-08 BizTech Centre

Singapore 389842

Phone +65 6299 2268

Fax +65 6299 2661

struers.sg@struers.dk

### SWEDEN

Struers A/S

Ekbacksvägen 22, 3 tr

SE-168 69 Bromma

Telefon +46 (0)8 447 53 90

Telefax +46 (0)8 447 53 99

struers@struers.dk

### UNITED KINGDOM

Struers Ltd.

Unit 25a

Monkspath Business Park

Solihull B90 4NZ

Phone +44 0121 745 8200

Fax +44 0121 733 6450

info@struers.co.uk

### USA

Struers Inc.

24766 Detroit Road

Westlake, OH 44145-1598

Phone +1 440 871 0071

Fax +1 440 871 8188

info@struers.com

### ÖSTERREICH

Struers GmbH

Zweigniederlassung Österreich

Ginzkeyplatz 10

A-5020 Salzburg

Telefon +43 662 625 711

Fax +43 662 625 711 78

austria@struers.de

www.struers.cn