

## 試料取付けホルダー

ミニトムには、様々な形の試料に適した多くの種類の試料取付けホルダーを取付けることができます。

## 切断ホイール

ミニトムには、φ75-125mm、孔径12.7mmのCBN或いはダイヤモンド切断ホイールを用います。これらのホイールには様々な粒径と密度のものが、材質にあった正しい切断ホイールを選択することができます。



ミニトムには様々な形の試料に対応できる取付けホルダーが揃えられています。

## 技術データ

電 圧: 100-240 V / 50-60 Hz 出 力: 38 W
モーター軸 速 度: 100-420 rpm 軸 径: 12.7 mm (1/2") ホイール径: 75-127 mm (3"-5")
試料取付けアーム 重量200gまでの試料ホルダーとバランスをとる。 切断圧力: 0-350 g 軸方向の移動: 0-25 mm
冷却水槽 容 量: 250 ml
寸 法 幅 : 280 mm 奥 行: 400 mm 高 さ: 400 mm 重 量: 8 kg

ストルアス社の装置は、適切な国際指針とその付属のスタンダードの規定に準拠しております。  
(詳細は、弊社までお問い合わせください。)

## 仕 様

	Code
ミニトム 低速精密切断機、汎用試料取付具 (ISONI)、フランジセット65mm、フランジ セット42mm、及び切断液 (CATLU) 1L付、但し切断ホイールは別注文。 1 x 220 V / 50-60 Hz 1 x 115 V / 50-60 Hz	ISOTO
試料取付けホルダー 一般用万力式、最大試料幅: 25mm/1"	ISONI
長尺試料用、複式平行万力、最大試料幅: 25mm/1"	ISOLA
円形試料用、最大試料寸法: φ 30mm	ISORU
異形試料取付け用ネジ5本、最大試料幅: 30mm	ISOSK
試料接着用、最大試料寸法: 40 x 30mm	ISOFA
水滴型孔、最大試料寸法: φ 20mm	ISOOP

ストルアス社は常に品質の向上に努めていますので、予告なしに製品の仕様を変更することがあります。

# Struers

Struers A/S  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk



## 丸本ストルアス株式会社

□本 社 〒110-0015  
東京都台東区東上野一丁目18番6号  
タカラ第3ビル  
営業案内  
TEL 03(5688)2930  
FAX 03(5688)2927  
第一営業グループ  
TEL 03(5688)2931  
第二営業グループ  
TEL 03(5688)2932  
技術サービス  
TEL 03(5688)2920  
FAX 03(5688)2926  
アプリケーションラボ  
TEL 03(5688)2917  
FAX 03(5688)2928

□大阪営業所 〒550-0014  
大阪市西区北堀江一丁目6番5号  
大輪ビル  
TEL 06(6532)2661  
FAX 06(6532)1977

□名古屋営業所 〒464-0075  
名古屋市千種区今池四丁目4番1号  
玉置ビル  
TEL 052(732)1862  
FAX 052(732)2392

www.struers.com